

HU octenidol® md szájöblítő oldat

Az octenidol® md szájöblítő oldat felhasználásra kész oldat, amely a szájüreg és a torok fizikai tisztítására, és ezáltal azok dekolonizálásához alkalmazható. A száj környéki sebek támogatására is használható.



Használati útmutató – olvassa el figyelmesen!

Összetevők

Tisztított víz, makrogol-glicerín-éter-hidroxisztearát, 85%-os glicerín, hűsítő menta ízesítés, nátrium glükonát, szukralóz, oktenidin HCl, citromsav, butil-hidroxi-toluol.

Javallatok

Az octenidol® md szájöblítő oldat a szájüreg és a torok alapos tisztítására javasolt; a különösen nehezen elérhető területek (pl. parodontális tasakok vagy fogközi területek) is hatékonyan kezelhetők. Összetevőinek köszönhetően az octenidol® md szájöblítő oldat feloldja és eltávolítja a fogkövet, illetve a kórokozókat, és ezáltal hozzájárul a hatékony MDRO (Multidrog Rezisztens Organizmusok) dekolonizálásához.

Adagolás, alkalmazás

Ha az orvos másképpen nem rendel, naponta kétszer-háromszor kb. 10-15 ml hígítatlan oldattal alaposan öblítse ki a száját vagy gargarizáljon legalább 30 másodpercig. Ezt követően köpje ki az oldatot. Higiéniai okokból használja a mellékelt poharat, amelyet minden használat után meg kell tisztítani.

A használattal kapcsolatos korlátozások

Az ízesítők miatt a terméket nem szabad csecsemőknél és 3 évnél kisebb gyermekeknek alkalmazni. Kisgyermekknél és a nyelési reflex ellenőrzésére képtelen személyeknél kizárólag alapos klinikai vizsgálatok után alkalmazható.

Ellenjavallatok

Az octenidol® md szájöblítő oldat nem alkalmazható az oldat valamely összetevőjével szembeni ismert vagy feltételezett allergia esetén. Kérdéses esetekben orvoshoz kell fordulni.

Mellékhatások

Az ízérzet elvesztése visszafordítható. Ritkán ideiglenes égő érzés és (a mentolra érzékeny személyeknél) hányinger fordulhat elő.

Gyógyszerköcsönhatások

Ne használja povidon-jóddal együtt, mivel ez elszíneződést okozhat, és csökkentheti a povidon-jód fertőtlenítő hatását.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Orvosi felügyelet nélkül ne használja huzamosabb ideig az octenidol® md szájöblítő oldatot. Ne nyelje le. Kerülni kell a szembejutást. Csak ép, sértetlen flakonokat szabad felhasználni.

Tárolási előírások és felhasználhatósági időtartam

Szobahőmérsékleten (15° - 25°C), közvetlen napsugárzástól és fagytól védve tárolandó. Ne használja a tartályon feltüntetett lejárati idő után. Az üveg kibontását követően az octenidol® md szájöblítő oldat 8 hónapon keresztül, de legfeljebb a csomagoláson feltüntetett lejárati ideig használható fel.

Ártalmatlanság

Az üres csomagolások újrahasznosíthatók.

Gyártó

MPC International S.A.
26, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Forgalmazó

Schülke & Mayr GmbH
D-22840 Norderstedt

Forgalmazó

Allegro Kft.
H-1045 Budapest, Berlini utca 47-49.
Tel.: +36 1 350 2107
www.allegro.hu

A tájékoztató felülvizsgálatának dátuma: 07.2016

SL octenidol® md ustna voda

Medicinski pripomoček octenidol® md ustna voda je raztopina, pripravljena za uporabo, ki fizično očisti predel ust in žrela in ju dekontaminira. Uporablja se tudi kot podporno zdravljenje ran v ustih.



Navodilo za uporabo, natančno preberite!

Sestavine

Prečiščena voda, makroglicerolhidroksistearat, glicerín 85 %, aroma poprova meta, natrijev glukonat, sukraloza, oktenidin HCl, citronska kislina, butilhidroksitoluol.

Indikacije

Medicinski pripomoček octenidol® md ustna voda poskrbi za temeljito čiščenje predela ust in žrela, učinkovito dosega zlasti težko dostopne predele, kot so periodontalni žepi ali medzobni prostor. Zahvaljujoč sestavinam, ki jih vsebuje, ustna voda octenidol® md raztopi in odstrani obloge in mikrobe ter s tem prispeva k učinkoviti dekontaminaciji multirezistentnih mikroorganizmov.

Odmerjanje in način uporabe

Če ni predpisano drugače, usta temeljito splaknite trikrat na dan ali grgrajte s pribl. 10 – 15 ml nerazredčene ustne vode vsaj 30 sekund. Po uporabi ustno vodo izpljunite. Zaradi higienski razlogov uporabite priložen kozarček in ga po vsaki uporabi očistite.

Omejitev uporabe

Zaradi vsebovanih arom se ta izdelek ne sme uporabljati za dojenčke ali otroke, mlajše kot 3 leta. Pri majhnih otrocih in osebah, ki ne nadzirajo požiralnega refleksa, je izdelek dovoljeno uporabljati le po temeljiti klinični pripravi.

Kontraindikacije

Ustne vode octenidol® md se ne sme uporabljati pri znanih alergijah ali domnevnih alergijah na katero koli sestavino ustne vode. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom.

Neželeni učinki

Okvara okušanja, ki se pojavi, je začasna. Redko se lahko pojavijo simptomi, kot so začasna skelenje; pri posameznikih, občutljivih na mentol, pa siljenje na bruhanje.

Medsebojno delovanje

Ne uporabljajte v kombinaciji s PVP-jodom, saj lahko povzroči obarvanje in zmanjša antiseptični učinek PVP-joda.

Opozorila in varnostni ukrepi

Ustno vodo octenidol® md ne uporabljajte dlje časa neprekinjeno brez zdravniškega nadzora. Ne zaužijte. Preprečite stik z očmi. Uporabljajte le cele in nepoškodovane vsebnike.

Navodila za shranjevanje in rok uporabnosti

Shranjujte pri sobni temperaturi (15 °C do 25 °C) zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zamrzovanjem. Medicinskega pripomočka ne uporabljajte po izteku datuma uporabnosti na vsebniku. Odprto plastenko ustne vode octenidol® md lahko hranite 8 mesecev, vendar ne dlje od roka uporabnosti, navedenega na ovojniku.

Odstranjevanje

Prazne vsebnike lahko reciklirate.

Proizvajalec

MPC International S.A.
26, Boulevard Royal
L-2449 Luksemburg

Distributer

Schülke & Mayr GmbH
D-22840 Norderstedt

Zastopnik za Slovenijo

OPH Oktal Pharma d.o.o.
Pot k sejmšču 26a
1231 Ljubljana-Črnuče

Datum revizije informacije: 07.2016

Distributed by:

Schülke & Mayr Ges.m.b.H • A-1070 Wien • Tel. +43 1 523 25 01-0
Schülke France SARL • 22, Terrasse Bellini • Paris La Défense • 92800 Puteaux
Cedex • France • Tél. : +33 (0)1 42 91 42 42 • Fax. : +33 (0)1 42 91 42 88
Schülke & Mayr AG • CH-8003 Zürich • Tel. +41 44 466 55 44
Schülke & Mayr UK Ltd. • GB-Sheffield S9 1AT • Tel. +44 114 254 3 500
Schülke CZ s.r.o., Lidická 326, 735 81 Bohumin, the Czech Republic,
tel. +420 558 320 260 • www.schulke.cz
www.schuelke.com
Made in Germany



Před použitím si přečtěte návod k použití
A gyógyszer alkalmazása előtt olvassa el a használati útmutatót.
Pred uporabo preberite navodila o uporabi.
Moimno pažljivo pročitati uputu za uporabu.



Uchovávajte mimo dosah dětí.
Gyermekektől elzárva tartandó.
Hraniti izven dosega otrok.
Čuvati izvan dohvata djece.



Láhev nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
Az üveget ne érje közvetlen napsugárzás.
Zavarovati pred neposredno sončno svetlobo.
Bočicu čuvati od izravne sunčeve svjetlosti.



Výrobce
Gyártó
Proizvajalec
Производитель



Označení šarže
Gyártási szám
Št. serije
Serijski broj



Datum trvanlivosti
Datum održivosti
Eltarthatósági dátum
Datum roka uporabnosti



Expirace: rok / měsíc
Felhasználható: év / hónap
Uporabno do: leto/mesec
Upotrijebiti do: godina / mjesec



15 °C 25 °C
Horní a spodní mez teploty
Gornja i donja granica temperature
Felső és alsó hőmérséklet határ
Zgornja in spodnja temperatura meja



0499

2000649-B